

Don't hesitate to use AEDs for women!!

You can use the AED without having to remove the woman's clothing!

If you can apply the pad directly to the woman's bare skin, you don't need to remove the bra. You can do this by shifting the woman's underwear under the clothes and sticking it under the right collarbone and around the left flank.


Please refer to the illustration drawn on the AED pad.

Other notes

- * If the chest is wet due to sweat, etc., wipe it away.
- * If there is a patch (poultice, etc.) pasted on the area where the electrode pad is to be placed, remove the patch.
- * If a pacemaker, etc. has been implanted (a bulge like a hard lump can be seen on the chest), avoid this bulge when attaching the electrode pad.
- * Do not use in a place where there is shaking, such as inside a car.

女性にAEDを使うのをためられないで!!

服をすべて脱がさなくても、AEDは使用できます!



その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬 (産褥等) が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植込まれている場合 (胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える) は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

重要なことは
電気ショックの時間を
遅らせないことです
電気ショックが1分遅れるごとに
救命率は10%ずつ低下します

完璧でなくても構わないので、命を助けるために、
勇気を持って一歩を踏み出してください



東京都多摩府中保健所

〒183-0022 東京都府中市宮内町一丁目26番地の1 東京都府中保健所内
電話: 042-362-2334(代) FAX: 042-360-2144

【監修】公益財団法人 日本AED財団

Please keep metal products (bra wire, necklace, etc.) away from the pad. If there necklace that is not touching the pad, you do not need to remove it.

After applying the pad, it is okay to place a jacket or towel over the woman.

The important thing is not to delay the time to giving the electric shock. The case fatality rate decreases by 10% every minute that the electric shock is delayed.

It doesn't have to be perfect, so please have the courage to take the steps needed to save a life.